

PROTESIL LABOR



Protesil Labor- silicona de condensación de alta consistencia, alta viscosidad, especialmente formulada para el uso en el laboratorio dental.

DATOS TECNICOS:

Dureza	85 shore A
Resistencia al calor	superior a 130 °C
Tiempo total de trabajo	2'30"
Tiempo de mezclado	40"
Color	Rosado

* Los tiempos indicados se entienden desde el inicio de la mezcla a 23°C/73°F. Temperaturas superiores los aceleran y temperaturas más bajas los retardan.

Suministrar a técnicos dentales o bajo sus instrucciones.

DOSIS

Por cada medida rasa de pasta base, adicionar 4 cm de catalizador gel, medido en el Block de mezcla.

Altas temperaturas ambientales o aumento en las proporciones del catalizador pueden acelerar el proceso de vulcanización, mientras bajas temperaturas o disminución de la cantidad de catalizador pueden retardarlo.

MEZCLADO

Empastar con atención el material de base y el catalizador doblándolo sobre sí mismo hasta que el color sea homogéneo y en todo caso durante un tiempo no inferior a 30 segundos.

CONSERVACIÓN

El producto se debe conservar cerrado en lugar fresco y seco a una temperatura entre 4° y 28° C (39°F - 82°F) distante de fuentes de calor. La fecha de vencimiento indicada en la etiqueta se refiere al producto cerrado en producción. El número de lote y la fecha de vencimiento están indicadas en cada empaque individual. En caso de reclamo al proveedor es importante citar estos dos datos para individuar en manera correcta y rápida el lote señalado.

IMPORTANTE: no usar el producto después de la fecha de vencimiento.

PRECAUCIONES

Evitar el contacto del catalizador con la piel o los ojos.

En caso de contacto con la piel, lavar cuidadosamente con agua y jabón.

En caso de contacto con los ojos, lavar cuidadosamente con agua y visitar un médico.

EMPAQUE

Código Producto / Descripción

057005 - Pote de 2 kg

Código Producto / Descripción

057015 - Caneca de 5 kg

Código Producto / Descripción

057006 - Caneca de 25 kg

Catalizador vendido individualmente:

056021 - catalizador gel 60 ml

VANNINI DENTAL INDUSTRY S.r.l.

Via di Campigliano 55/A 50012 GRASSINA (FI) – ITALY Phone +39 055 644698 Fax +39 055 644697

E-mail : info@vanninidental.com www.vanninidental.com